



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان قسا

مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام حسین (ع)

نکاتی چند در رابطه با تهیه کشت از ارگانهای مختلف

وامد آموزش سلامت

تهیه و تنظیم: فاطمه قدیمی

سوپروایزر آموزش سلامت

مشاور علمی: دکتر سمیع زاده

ابان ۱۴۰۳

نکاتی چند در رابطه با تهیه کشت از ارگان های مختلف

(۱) جهت تهیه کشت CSF طی یکبار پروسیجر LP نمونه در ۳ لوله استریل تهیه شود روی نمونه ها به طور خوانا شماره گذاری ۱-۲-۳ شود. لوله شماره ۲ در آزمایشگاه جهت کشت استفاده می شود. بهتر است نمونه شماره ۲ در لوله استریل با درب پیچ دار پلاستیکی ریخته شود تا از آلودگی احتمالی نمونه جلوگیری شود.

(۲) جهت گرفتن کشت از نوک کاتترها، پس از خارج کردن کاتتر بدون ایجاد آلودگی، با قیچی استریل و یا تیغ بیستوری کاتتر را بریده و به داخل لوله استریل درب دار انداخته شود.

(۳) در صورت کاندیداوری بدون علامت، تنها اقدام تعویض کاتتر اداری می باشد (بلافاصله شروع داروی ضد قارچ اندیکاسیون ندارد زیرا با تعویض کتتر، کاندیداوری بر طرف خواهد شد).

(۴) حتما همراه با تهیه نمونه اداری جهت کشت (U/C) آنالیز اداری (U/A) نیز تهیه و ارسال شود.

(۵) تهیه نمونه ادرار جهت آنالیز ادرار: نمونه بایستی تازه باشد (در صورت جمع اوری نمونه از کیسه ادرار، نمونه ادرار را ۱ ساعت پس از خالی کردن کیسه ادرار تهیه کرده و بلافاصله به آزمایشگاه ارسال کرده، نمونه ای که ۲ ساعت از گرفتن آن گذشته باشد ارزش سلولی ندارد.

(۶) در صورت احتمال تاخیر بیش از ۲ ساعت در انتقال نمونه ادرار به آزمایشگاه، نمونه را می توان حداکثر به مدت ۲۴ ساعت در یخچال در ۴ درجه سانتی گراد نگه داری کرد.

